



Кресло-коляски (стандарт)

Серия 5000

Инструкция по сборке и эксплуатации

## Назначение и технические характеристики

Кресла-каталки (пассивного типа) серии 5000 предназначены для перемещения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата при помощи сопровождающего.

Общие технические характеристики:

Ширина сиденья – 46 см, глубина сиденья – 41 см, высота спинки – 45 см, габариты: ширина – 58 см, длина – 84 см., высота – 74 см, максимальная нагрузка – 100кг.

		5019C0103	5019W2	5019W24
подлокотники	фиксированные	+		
	откидные		+	+
подножки	съёмные	+	+	+
ширина сиденья		46 см		
спинка	стандартная		+	+
	складная	+		
размеры	ширина	53 см		
	высота	41 см		
	глубина	45 см		
вес		14 кг	16 кг	20 кг
макс. нагрузка		100 кг		
корпус	хромированная сталь	+	+	
	порошковая окраска			+
прочие характеристики		складная	стулетным устройством	стулетным устройством большие колеса магнум

Соответствие требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-15 – да.

## Меры безопасности

Перед эксплуатацией кресел-каталок следует соблюдать следующие правила безопасности:

1. Перед посадкой в каталку, задние колёса должны быть поставлены на тормоз.
2. При посадке в кресло категорически запрещается вставлять на площадки для ног (перед посадкой всегда приводите в вертикальное положение площадки для ног), которые перед посадкой должны быть приведены в вертикальное положение.

## Эксплуатация

Модель (5019C0103) легко складывается и раскладывается без применения специальных средств, для этого: заблокируйте задние колеса; раздвиньте поручни в стороны до полного раскладывания кресла; для складывания - приведите площадки для ног в вертикальное положение, потяните обивку сиденья вверх до полного складывания кресла.

## Съёмные подножки

Для установки подножек на кресло-коляску наденьте подножку на два штифта, расположенных на раме и поверните в сторону от колес (вперёд) до щелчка рычага-фиксатора.

Для снятия подножек поверните рычаг-фиксатор тем самым сняв подножку с зафиксированного положения, поверните в сторону колеса (назад), поднимите вверх и снимите со штифтов.

## Тормоза

На задних колёсах установлены тормоза. Для установки на тормоз необходимо передвинуть рычаг тормоза до полной блокировки колёс.

## Санитарное устройство (5019W2, 1519W24).

Изготовлено из прочного пластика, подвергается гигиенической обработке.

## Обслуживание и уход

Чистку всех деталей каркаса и обивки необходимо производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание повреждения поверхностей.

Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм складывания.

## Гарантийные обязательства

Гарантия на кресла-коляски – 1 год со дня продажи. Гарантия распространяется на все повреждения и неполадки, возникшие в результате производственных дефектов, о которых поставщик был поставлен в известность до истечения гарантийного срока. Гарантия не распространяется на все неполадки и повреждения, причинённые покупателем в результате неправильного использования или небрежного обращения при использовании, хранении и перевозке. Кресла-коляски принимаются к гарантийному обслуживанию при наличии даты продажи, подписи продавца и печати торгующей организации.

Адрес гарантийной мастерской:

г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, к. 7

Телефон: (495) 792-31-90

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

место печати, штампа  
(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии

-----  
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Орган сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25, «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»,

Россия, 141075, Московская обл., г. Королев, ул. Сосновая аллея, д. 6

№ сертификата: РОСС ТВ.ИМ25.Д05585

Срок действия: 29.09.2011– 29.09.2014

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай),

8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7

Регистрационное удостоверение: ФС №2006/865.

Срок действия: 08.06.2006–08.06.2016



ИМ 25

Материалы, используемые для обивки мягких элементов кресла-коляски, соответствуют ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007